



Application Note AN-NIR-073

Determination of water activity in tablets with the OMNIS NIR Analyzer

Fast, non-destructive measurements performed in seconds

Water activity (a_w), the partial vapor pressure of water in a substance divided by the vapor pressure of water in standard state, is expressed either as 0–100% equilibrium relative humidity (ERH) or scaled to 0–1 a_w . It is used to assess the safety, quality, and strength of non-sterile drug pharma products. In compounded preparations, a_w refers to water that is freely available to participate in reactions (e.g., hydrolysis) or provides an environment that supports microbiological growth. Typically, solid dosage pharmaceuticals are

>0.70 a_w , indicating that microbial growth is unlikely [1]. Elevated a_w in powders affects flow, caking, compaction, and strength properties of solid dosage forms and it is used in the study of shelf-life, aging, and packaging requirements. Measuring a_w in the pharma environment is described in USP<1112> and USP<922> [2]. Dedicated instruments that measure a_w require up to 30 minutes per analysis, while the OMNIS NIR Analyzer delivers results in just a few seconds.

EXPERIMENTAL EQUIPMENT

In this study, 17 tablets of paracetamol with varying water activity (0.23–0.85 a_w) were measured on an OMNIS NIR Analyzer (Figure 1) to create a prediction model for quantification. Samples were measured in reflection mode (1000–2250 nm) in 15 mm vials using a flexible holder and single-point measurement.

The reference values were measured according to USP<922> Water Activity [3].



Figure 1. OMNIS NIR Analyzer Solid with 15 mm vial and Flexible holder OMNIS NIR.

Table 1. Hardware and software equipment overview.

Equipment	Article number
OMNIS NIR Analyzer Solid	2.1071.0010
Disposable vials, 15 mm, reflection	6.7402.110
Flexible holder OMNIS NIR	6.07402.300
OMNIS Stand-Alone license	6.06003.010
Quant Development software license	6.06008.002

RESULT

The measured NIR spectra (Figure 2) were used to create a quantification prediction model for the water activity in paracetamol tablets. The quality of the prediction model was evaluated using the correlation diagram (Figure 3) which displays a very high

correlation between the NIR prediction and the reference values. The respective figures of merit (FOM) display the expected precision and confirm the feasibility during routine analysis.




Figure 2. Stacked NIR spectra of paracetamol tablets analyzed on an OMNIS NIR Analyzer Solid.

RESULT WATER ACTIVITY IN PARACETAMOL TABLETS




Figure 3. Correlation diagram and the respective figures of merit for the prediction of water activity using an OMNIS NIR Analyzer Solid. The reference water content was determined using a Novasina LabMaster-aw neo according to USP<922>.

R^2	SEC (a_w)	SECV (a_w)
0.958	0.0278	0.0322

CONCLUSION

This Application Note demonstrates the feasibility of determining a_w in paracetamol tablets quickly and easily. NIR spectroscopy offers users a fast, cost-effective, and highly accurate alternative to other

standard water activity measurement options. Additionally, NIRS analysis is non-destructive, completely reagent-free, and gives results in only a few seconds.

REFERENCES

1. Pharmaceutical Trends: Water Activity Measurement - International Pharmaceutical Industry, 2021.
2. 922 Water Activity.
[DOI:10.31003/USPNF_M12475_02_01](https://doi.org/10.31003/USPNF_M12475_02_01)
3. *USP 922 Water Activity Measurement - Novasina - Excellent new Method.*
<https://www.novasina.ch/application/usp-922-water-activity/> (accessed 2024-08-27).

CONTACT

Metrohm Argentina S.A.
Avda. Regimiento de
Patricios 1456
1266 Buenos Aires

info@metrohm.com.ar

CONFIGURATION



OMNIS NIR Analyzer Solid

Espectrómetro del infrarrojo cercano para muestras sólidas y viscosas.

El OMNIS NIR Analyzer es la solución de espectroscopía del infrarrojo cercano (NIRS) desarrollada y producida conforme a los estándares de calidad suizos para los análisis de rutina a lo largo de toda la cadena de producción. El empleo de las tecnologías más avanzadas y la integración en el moderno OMNIS Software se reflejan en la velocidad, la manejabilidad y el uso flexible de estos espectrómetros NIR.

Información general sobre las ventajas del OMNIS NIR Analyzer Solid:

- Medidas de materias sólidas y muestras viscosas en menos de 10 segundos
- Medidas automatizadas en múltiples posiciones para obtener resultados reproducibles, incluso en muestras poco homogéneas
- Fácil integración en un sistema de automatización o vinculación con otras tecnologías de análisis (titulación)
- Compatible con numerosos recipientes de muestras



Viales desechables, 15 mm, para reflexión

123 viales de vidrio desechables y cerrables con un diámetro de 15 mm para el análisis de sólidos en reflexión. Aptos para instrumentos de análisis de materia sólida de las familias de productos XDS, DS2500 y OMNIS.



OMNIS
A WHOLE NEW LEVEL OF PERFORMANCE

OMNIS
A WHOLE NEW LEVEL OF PERFORMANCE

Soporte flexible OMNIS NIR

Soporte flexible con un diámetro variable de hasta 30 mm para el examen de muestras en viales en reflexión.

Licencia "Stand-Alone" de OMNIS

Habilita el modo "Stand-Alone" del software OMNIS en un ordenador con Windows™.

Características:

- Se incluye una licencia de los aparatos OMNIS.
- Debe activarse en el portal de licencias de Metrohm.
- No se puede aplicar a otro ordenador.

Licencia de software de Quant Development

Licencia de software para la creación y edición de modelos de cuantificación en una instalación de OMNIS Software "Stand-Alone".