



Application Note AN-NIR-121

Water content in propylene glycol monomethyl ether (PGME)

Water determination possible within seconds using NIRS

Propylene glycol monomethyl ether (1-methoxy-2-propanol, or PGME) is one of many glycol ether solvents with a wide variety of applications. It is used as an intermediate and in formulations for industrial, professional, or consumer applications, mainly in surface coatings, inks for printing, cleaning solutions, deicing/anti-icing formulations, and agrochemical purposes. It is also used as an extractant and as a coalescing agent and flow improver in water-based

paints.

Water in propylene glycol methyl ether is usually measured by Karl Fischer (KF) titration which requires chemicals and takes about five minutes per determination. This Application Note describes how near-infrared spectroscopy (NIRS) can be used as a faster and more cost-efficient alternative for water determination in PGME.

EXPERIMENTAL EQUIPMENT

Samples of 1-methoxy-2-propanol with varying water content (from 0.03% to 2%) were measured with an OMNIS NIR Analyzer Liquid in transmission mode (1000–2250 nm). Reproducible spectrum acquisition was achieved using the built-in temperature control at 30 °C. For convenience, disposable vials with a pathlength of 8 mm were used which made it unnecessary to clean the sample vessels. The OMNIS software was used for all data acquisition and prediction model development.



Figure 1. OMNIS NIR Analyzer and a sample filled in a disposable vial.

Table 1. Hardware and software equipment overview.

| Equipment | Article number |
|-------------------------------------|----------------|
| OMNIS NIR Analyzer Liquid | 2.1070.0010 |
| Holder OMNIS NIR, vial, 8 mm | 6.07401.070 |
| Disposable vial, 8 mm, transmission | 6.7402.240 |
| OMNIS Stand-Alone license | 6.06003.010 |
| Quant Development software license | 6.06008.002 |

RESULT

The obtained NIR spectra (**Figure 2**) were used to create a prediction model for quantification of the water in 1-methoxy-2-propanol. The quality of the prediction model was evaluated using the correlation diagram in **Figure 3** which displays a very high

correlation between the NIR prediction and the reference values. The respective figures of merit (FOM) display the expected precision of a prediction during routine analysis.




Figure 2. Overlaid NIR spectra of propylene glycol monomethyl ether samples analyzed on an OMNIS NIR Analyzer Liquid.

RESULT WATER CONTENT IN 1-METHOXY-2-PROPANOL




Figure 3. Correlation diagram and the respective figures of merit for the prediction of water content in propylene glycol monomethyl ether using an OMNIS NIR Analyzer Liquid. The lab value was evaluated using KF titration.

| R^2 | SEC (%) | SECV (%) |
|-------|---------|----------|
| 1.000 | 0.0042 | 0.0048 |

CONCLUSION

This Application Note demonstrates the feasibility to determine a key parameter for the quality control of propylene glycol monomethyl ether (water content) with NIR spectroscopy. The main advantages of NIR spectroscopy over wet chemical methods are that

running costs are significantly lower and time-to-result is significantly reduced. Additionally, no chemicals are required, and the technique is non-destructive to samples.

Table 2. Time to result overview for water content determination via KF titration.

| Parameter | Method | Time to result |
|-----------|------------------------|----------------|
| Water | Karl Fischer titration | 5 minutes |

CONTACT

Metrohm France
13, avenue du Québec - CS
90038
91978 VILLEBON
COURTABOEUF CEDEX

info@metrohm.fr

CONFIGURATION



OMNIS NIR Analyzer Liquid

Spektromètre proche infrarouge pour échantillons liquides.

L'OMNIS NIR Analyzer est la solution de spectroscopie proche infrarouge (NIRS) développée et produite selon les normes de qualité suisses pour les analyses de routine tout au long de la chaîne de fabrication. L'utilisation des technologies les plus récentes et l'intégration dans le logiciel OMNIS moderne se reflètent dans la vitesse, la facilité d'utilisation et la flexibilité d'utilisation de ces spectromètres NIR.

Vue d'ensemble des avantages de l'OMNIS NIR Analyzer Liquid :

- Mesures d'échantillons liquides en moins de 10 secondes
- Contrôle de la température sur l'échantillon de 25 °C à 80 °C
- Détection automatique de l'insertion et du retrait d'échantillons du récipient d'échantillon
- Intégration simple dans un système d'automatisation ou liaison avec d'autres technologies d'analyse (titrage)
- Prise en charge de nombreux récipients d'échantillon de différentes longueurs de chemin

Support OMNIS NIR, flacon, 8 mm

Support de flacon pour l'OMNIS NIR Analyzer pour flacons à usage unique de 8 mm (6.7402.240).





OMNIS
A WHOLE NEW LEVEL OF PERFORMANCE

OMNIS
A WHOLE NEW LEVEL OF PERFORMANCE

Flacon à usage unique, 8 mm, transmission, Qté 100
100 flacons en verre (borosilicate) à usage unique avec une longueur de chemin de 8 mm pour des analyses de liquides lors d'une transmission. Les flacons à usage unique sont fournis avec les bouchons de fermeture correspondants (quantité = 100).

Compatible avec :

- Support OMNIS NIR, flacon, 8 mm (6.07401.070)
- Support DS2500 pour flacons à usage unique 8 mm (6.7492.020)

Licence OMNIS autonome

Elle permet l'exploitation autonome du logiciel OMNIS sur un ordinateur Windows™.

Caractéristiques :

- La licence comprend déjà une licence pour appareils OMNIS.
- Elle doit être activée via le portail d'octroi de licences Metrohm.
- Elle ne peut pas être transférée sur un autre ordinateur.

Licence logicielle Quant Development

Licence logicielle pour la création et l'édition de modèles de quantification dans une installation du logiciel OMNIS Stand-Alone.